

气相色谱仪使用者的良好习惯

气相色谱仪使用者的良好习惯：

- 一、按使用说明书的规程操作。
- 二、准备一份色谱柱测试标样。
- 三、及时更换毛细管柱密封垫。
- 四、使用纯度合乎要求的气体。
- 五、定期更换气体净化器填料。
- 六、使用性能可靠的压力调节阀。
- 七、定期更换进样口隔垫。
- 八、及时清洗注射器。
- 九、定期检查并清洗进样口衬管。
- 十、更换零部件要逐一进行。
- 十一、保留完整的使用记录。

来源： <http://www.fudizao.com>