

## 气液填充柱色谱仪固定液按极性分类有哪些类型

气液填充柱色谱仪固定液的极性分类法是按固定液的相对极性进行分类的方法。

- 1、非极性固定液：如角鲨烷，相对极性为0。
- 2、弱极性固定液：如SE-30、OV-1和OV-17等，相对极性为+或++。
- 3、中极性固定液：如QF-1和OV-225等，相对极性为+++。
- 4、强极性固定液：如聚乙二醇类和聚酯类等，相对性为++++或+++++。

来源：<http://www.fudizao.com>